

Les lingettes désinfectantes Plus Certainty ^{MC} sont préhumectées avec un nettoyant désinfectant quaternaire en plus d'être jetables. Elles ne sont pas parfumées et ne contiennent pas d'alcool ni d'agent de blanchiment. Offertes en gros rouleau format commercial, les lingettes désinfectantes Certainty Plus sont pratiques pour nettoyer, désinfecter et désodoriser rapidement et efficacement.



Enregistré auprès de Santé Canada Sans danger pour toutes les surfaces Sans parfum ni alcool

Les lingettes désinfectantes Certainty Plus sont efficaces à 99,9% contre les bactéries communes :

Campylobacter jejuni	60 secondes *
Staphylococcus aureus (Staph) (ATCC 6538)	60 secondes *
Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352)	60 secondes *
Listeria monocytogenes (ATCC 35152)	60 secondes *
Escherichia coli (E. coli) O157: H7 (ATCC 43895)	60 secondes *

Lingettes désinfectantes Certainty[™]



Pas seulement une meilleure lingette, mais un meilleur système

Le système de lingettes désinfectantes Certainty^{MC} Plus est conçu pour vous faire gagner du temps et de l'argent. C'est aussi une méthode rapide et efficace pour désinfecter les surfaces dures et non poreuses dans votre installation.

contenants.

Nos gros rouleaux de 800 lingettes ainsi que les différentes options de distribution sont une solution de rechange parfaite aux plus petits




Distributeur Distributeur mural de comptoir



Certainty^{MC} Plus est une solution optimale pour les hôpitaux, les centres de soins infirmiers, les cabinets dentaires, les cliniques médicales et les établissements vétérinaires

Tableau d'efficacité	
Escherichia coli (E. coli) O157:H7 (ATCC 4389)	5 minutes
Salmonella enterica (ATCC 10708)	5 minutes
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442)	5 minutes
Staphylococcus aureus (Staph) (ATCC 6538)	5 minutes
Streptococcus pyogenes (Strep) (ATCC 19615)	5 minutes
Staphylococcus aures CA-MRSA résistant à la méthicilline acquis dans la communauté (génotype USA 400)	5 minutes
Staphylococcus aures CA-MRSA résistant à la méthicilline acquis dans la communauté (génotype USA 300)	5 minutes
Enterococcus faecium résistant à la CVancomycine (VRE)	5 minutes
Staphylococcus aureus résistant à la méthycilline (MRSA)	5 minutes
Staphylococcus aureus résistant à la vancomycine intermédiaire (VISA)	5 minutes
HIV-1	5 minutes
Influenza A2/Japon	5 minutes
Influenza A et devrait inactiver tous les autre types de virus Influenza A y compris le H1N1 2009	5 minutes
Trichophyton mentagrophytes (ATCC 9533)	3 minutes
Herpès Simplex Virus Type 1 (ATCC VR-260)	5 minutes
Herpès Simplex Virus Type 2 (ATCC VT-734)	5 minutes







Innocore Sales & Marketing Inc. 1050 Salk Rd., Unit 5 Pickering, ON L1W 3C5 Tel: 905.428.1422 Fax: 905.428.1462 Info@innocoresales.com

www.certaintybrands.com

Enregistré auprès de Santé Canada (DIN 02394677) Lingette préhumectée 8" x 6" 800 lingettes par rouleau; 2 rouleaux par caisse